

1 – Identificação:

São inseridas informações de cadastro como: nome completo, CPF, e-mail e número de celular. Essas informações alimentarão de forma automática o campo “comentários” do exame.

IMPORTANTE!

Nesse campo adicione as seguintes informações:

Nome do animal (como consta no registro/pedigree);
Espécie;
Raça;
Sexo;
Data de nascimento;
Número do microchip;
Nome completo, telefone e e-mail do responsável pelo animal;
Nome completo e número de registo no Conselho Regional (CRMV) do Médico Veterinário responsável pelo exame;
Telefone e e-mail do Médico Veterinário.

Associação Brasileira de Psicologia Veterinária

Precisa de ajuda?
Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

1 Contato — 2 Motivo — 3 Tipo — 4 Envio — 5 Anexos

Identificação

Precisamos de algumas informações para conseguirmos entrar em contato para fazer a entrega do laudo.

* Nome Completo

* CPF

* E-mail

* Celular/WhatsApp

Mais Informações
Adicione mais informações aqui...

Continuar

Powered By
RPACS CLOUD
Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!

Informe nesses campos:

Nome completo

Seu CPF

Seu melhor endereço de e-mail para contato

Seu número de telefone /whatsapp com prefixo

2 – Motivo:

Campo livre que permite que seja inserido o motivo que levou à realização do exame de imagem.

Associação Brasileira de Radiologia Veterinária

Precisa de ajuda?
Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

Contato — **2 Motivo** — 3 Tipo — 4 Envio — 5 Anexos

Motivo do Exame

Informe o motivo do exame e informações adicionais que podem ajudar o médico(a) a realizar o laudo.

* Motivo do Exame

Escreva o motivo do exame aqui...

Voltar Continuar

Powered By
RPACS CLOUD

Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!

Indique se a avaliação é de:

- Displasia coxofemoral;
- Displasia de cotovelos; ou
- Displasia coxofemoral e de cotovelos.



Associação
Brasileira de
Radiologia
Veterinária

Precisa de ajuda?

Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

✓ Contato — ✓ Motivo — ✓ Tipo — 4 Envio — 5 Anexos

Envio das Imagens

Siga o processo a seguir para enviar as imagens do exame corretamente

1 Selecionar — 2 Verificar — 3 Enviar



Selecione o exame que será enviado ao sistema

Voltar

Selecionar Exame

Nesta etapa clique em “selecionar exame” para selecionar os arquivos que serão enviados para avaliação.


Powered By



Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!

3 – Tipo do Arquivo:

Seleção das imagens para avaliação. SÓ SERÃO ECEITAS IMAGENS NO FORMATO **DICOM** (.dcm).



Associação Brasileira de Radiologia Veterinária

Precisa de ajuda?
Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

Contato — Motivo — **3 Tipo** — 4 Envio — 5 Anexos

Tipo do Arquivo

Selecione o tipo do arquivo que será enviado para laudo.

* Tipo do Arquivo

DICOM JPEG

Powered By
RPACS CLOUD

Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!

Clique em **DICOM** e em seguida clique em **Continuar**.

4 – Envio das imagens:

Ao clicar no botão “Selecionar Exame” será aberta uma janela de seleção de arquivos que possibilita encontrar e adicionar do computador o arquivo do exame a ser enviado. Após selecionar o(s) arquivo(s) a plataforma realizará uma verificação e iniciará o upload.

Ao concluir apresenta a mensagem: “Exame enviado com sucesso!”

Clique em “Continuar” para adicionar arquivos anexos.

The screenshot displays the user interface for sending images. At the top left is the logo for 'Associação Brasileira de Radiologia Veterinária'. To the right, there is a link for 'Precisa de ajuda?' with the text 'Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!'. Below this is a progress bar with five steps: 'Contato', 'Motivo', 'Tipo', 'Envio' (the current step, highlighted in blue), and 'Anexos'. The main heading is 'Envio das Imagens', followed by the instruction 'Siga o processo a seguir para enviar as imagens do exame corretamente'. A secondary progress bar shows three steps: 'Selecionar', 'Verificar', and 'Enviar', all marked with checkmarks. In the center, there is a large blue smiley face icon. Below the icon, the text reads 'Exame enviado com sucesso!'. A blue button labeled 'Continuar' is positioned below the message. At the bottom, it says 'Powered By' followed by the 'RPACS CLOUD' logo and the text 'Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!'.

5 – Envio dos Anexos:

Ao clicar no botão “Selecionar Anexos” será aberto uma janela de seleção de arquivos que possibilita encontrar e selecionar no computador o(s) arquivo(s) a ser(em) enviado(s). Os arquivos podem estar no formato PDF e/ou JPEG. Esses arquivos serão inseridos no campo “Anexos” do exame.

É importante que os arquivos estejam dentro da mesma pasta e sejam selecionados JUNTOS, simultaneamente, para serem incluídos como anexo.

Associação Brasileira de Radiologia Veterinária


Precisa de ajuda?
Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

Contato — Motivo — Tipo — Envio — **Anexos**

Envio dos Anexos

Siga o processo a seguir para enviar os anexos do exame corretamente

1 Selecionar — 2 Verificar — 3 Enviar



Selecione os anexos que serão enviados ao sistema

Pular Anexos Selecionar Anexos

Powered By
RPACS CLOUD
Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!

Anexe:

Comprovante de pagamento da taxa de avaliação;
Termos assinados pelo Médico Veterinário e pelo responsável pelo animal disponíveis para download no site da ABRV/CBRV;
Registro/pedigree do animal.

6 – Envio Finalizado:



Associação Brasileira de Radiologia Veterinária


Precisa de ajuda?
Entre em contato, ficaremos felizes em ajudar!

✓ Contato — ✓ Motivo — ✓ Tipo — ✓ Envio — **5** Anexos

Envio dos Anexos


Siga o processo a seguir para enviar os anexos do exame corretamente.

✓ Selecionar — ✓ Verificar — ✓ Enviar



Processo realizado com sucesso!

Agradecemos a preferência. Em breve entraremos em contato!

Powered By
 RPACS CLOUD

Entre em contato e saiba mais sobre a nossa tecnologia!